

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Бергус»

  
Р.М. Гурбанов



июня 2020 г.

**Инструкция  
по применению  
(введена впервые)**

**«Бахилы медицинские»  
ТУ 32.50.50-013-01716953-2020**

производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»  
(ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район,  
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, [info@bergus.ru.com](mailto:info@bergus.ru.com),  
[www.bergus24.ru](http://www.bergus24.ru)

**НАИМЕНОВАНИЕ:**

«Бахилы медицинские» по ТУ 32.50.50-013-01716953-2020

**Варианты исполнения:**

- Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Эконом»;
- Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Стандарт»;
- Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Особо прочные».

Производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»

(ООО «Бергус »), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для посещения лечебно-профилактических учреждений.**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:** Потребителями являются медицинский и производственный персонал, посетители.**КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА:** Изделия, кратковременно контактирующие с неповрежденной кожей рук. Первичная (потребительская) упаковка кратковременно контактирует с неповрежденной кожей рук.**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Применяется для соблюдения санитарно-гигиенических норм в лечебно-профилактических учреждениях, на производстве и в быту.**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№	Наименование изделия	Вес ±0,2 г	Размер, ±1 см	Цвет	Текстура
1	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Эконом»	1,9	14 x 40	синий	гладкие
2	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Стандарт»	2,1	14 x 40	синий	гладкие
3	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Особо прочные»	2,6	14 x 40	синий	гладкие

**СОСТАВ:**

Полиэтиленовая пленка, нить латексная.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Применяются для уменьшения риска распространения инфекций, а также количества бактерий на полах медицинских или других учреждений. Также бахилы защищают обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Отсутствуют.

В комплект поставки должны входить:

**Вариант I.**

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Эконом» в количестве 5 пар в первичной (потребительской) упаковке с маркировкой и инструкцией, нанесенной на этикетку или вложенной в виде вкладыша - 1 уп.

**Вариант II.**

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Эконом» в количестве 50 пар в первичной (потребительской) упаковке с маркировкой и инструкцией, нанесенной на этикетку или вложенной в виде вкладыша - 1 уп.

**Вариант III.**

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Стандарт» в количестве 5 пар в первичной (потребительской) упаковке с маркировкой и инструкцией, нанесенной на этикетку или вложенной в виде вкладыша - 1 уп.

**Вариант IV.**

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Стандарт» в количестве 50 пар в первичной (потребительской) упаковке с маркировкой и инструкцией, нанесенной на этикетку или вложенной в виде вкладыша - 1 уп.



**Вариант V.**

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Особо прочные» в количестве 5 пар в первичной (потребительской) упаковке с маркировкой и инструкцией, нанесенной на этикетку или вложенной в виде вкладыша - 1 уп.

**Вариант VI.**

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Особо прочные» в количестве 50 пар в первичной (потребительской) упаковке с маркировкой и инструкцией, нанесенной на этикетку или вложенной в виде вкладыша - 1 уп.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Наденьте бахилы поверх обуви. После использования выбросить в урну.

**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Отсутствуют.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в сухом месте при температуре от -5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, вдали от прямых солнечных лучей.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Изделие одноразового использования.

Изделия эксплуатируют при температуре +10 до +35 °С и влажности воздуха 60-80%.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Бахилы транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С (относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С).

**СРОК ГОДНОСТИ:**

Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.

**УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ**

Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании осуществляется обычным путем совместно с бытовыми отходами.

Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322, СанПиН 2.1.7.2790.

Образующиеся отходы относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).


**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:**

ООО «Бергус », Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14 тел. 88005007985, www.bergus24.ru., info@bergus.ru.com

Генеральный директор  
ООО «Бергус»

Гурбанов Р.М.

«01» июля 2020 г.



М.П.

(Подпись)